

Sekumatic® FNZ

Nestemäinen neutralointiaine koneelliseen instrumenttien puhdistukseen



- Kirurgisten instrumenttien emäksisen pesun jälkeiseen neutralointiin

Käyttöalue:

- Sekumatic® FNZ:aa käytetään kirurgisille ja MIC-instrumenteille, taipumattomille endoskoopeille, muovivälineille, elastomeereille (esim. kumi) anestesiassa, kirurgiassa ja urologiassa, leikkaussalikengille, syöttöpulloille ja laboratoriolasille sairaaloissa ja muissa lääketieteellisissä kohteissa.
- Sekumatic® FNZ:aa voidaan käyttää kaikissa vedenkovuuksissa
- Sekumatic® FNZ –liuos huuhdellaan huolellisesti käytön jälkeen mieluiten demineralisoidulla vedellä.

Kemiallis-fyysiset tiedot:

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| • Tiheys (20 °C) | 1,16 g/ml |
| • pH-arvo (20 °C) | n. 2,3 (konsentraatti) |
| • pH-arvo (20 °C) | 2,8-3,2 (1-3 ml, demivesi) |
| • Johtokyky (20 °C) | 2,2-4-6 ms/cm (demivesi) |

pH-arvo:

- Konsentraatti: 2,3

Ulkonäkö:

- Väritön/keltainen neste

Annostelu:

- 1-3 ml/l

Pakkauskoko:

- Kartonki: 3 x 5 l erikoiskannu

Varastointi:

- Säilytetään alkuperäispakkauksessa enintään +25 °C:ssa

Turvallisuusohjeet:

- Katso käyttöturvallisuustiedote