



# Lämmittelytakki puolihihat

Kertakäyttöinen hyvin istuva ja hengittävä lämmittelytakki



## Tuotekuvaus

Hyvin istuvat, pehmeät ja hengittävät matala nukkaisesta SMS-kuitukankaasta valmistetut puolihihalliset lämmittelytakit. Lämmittelytakeissa on joustavat neulotut hihansuut ja kaulus, kaksi taskua ja edessä viisi painonappia, joilla takin saa suljettua.

Takin materiaalista ei irtoa nukkaa eikä partikkeleita.

## Käyttökohde

Hoiva, Terveystenhoito

## Materiaali

Antistaattinen SMS-kuitukangas

## Pakkausmerkinnät



## Varastointi ja säilyvyys

Säilytettävä kuivassa ja suojassa auringon valolta. Säilytyslämpötila alle 40°C. Kosteusolosuhteet alle 80%.

## Kokonaissäilyvyysaika valmistuksesta

5 vuotta

## Käyttörajoitukset

Älä käytä tuotetta pakkauksessa ilmoitetun viimeisen käyttöpäivän jälkeen. • Hävitä käytön jälkeen sovellettavan paikallisen käytännön mukaisesti. • Tuote on kertakäyttöinen.

## Valmistusmaa

Kiina



## Maahantuojaja

Berner Oy

## Kierrätysohjeet

Lämmittelytakki on kertakäyttöinen ja käytön jälkeen hävitetään sekajätteen mukana. Vähittäispakkaus lajitellaan muovipakkauskeräykseen ja kuljetuspakkaus kartonkipakkauskeräykseen.

## Pakkaustiedot

	Tuotenumero	Myyntierä	Lava	EAN vähittäispakkaus	EAN kuljetuspakkaus
10 kpl S	15900882	5 ps	90 ps	6973490853156	6973490853163
10 kpl M	15900883	5 ps	90 ps	6973490853170	6973490853187
10 kpl L	15900890	5 ps	90 ps	6973490853194	6973490853200
10 kpl XL	15900891	5 ps	90 ps	6973490853217	6973490853224
10 kpl XXL	15911635	5 ps	90 ps	6973490859288	6973490859295



10 kpl S



10 kpl M



10 kpl L



10 kpl XL



Berner Oy  
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki  
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical  
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna  
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se