



## Sekumatic® NeutraClean

**Nestemäinen, neutraali puhdistusaine pesukoneille ja desinfiointilaitteille**

- Proteiinipitoisen lian, kuten veren ja seerumin, poistoon
- Kirurgisten instrumenttien ja välineiden koneelliseen lämpödesinfiointiin. Sopii välineille, jotka voidaan desinfioida 93 °C:ssa sekä leikkaussalikengille ja muille lämpöherkille lääketieteellisille materiaaleille, jotka puhdistetaan 45 °C – 60 °C:ssa.

### Käyttöalue:

- Sekumatic® NeutraClean on nestemäinen, neutraali instrumenttien puhdistusaine, jota voidaan käyttää lähes kaikille lääketieteellisille materiaaleille.
- Sekumatic® NeutraClean on konsentroidu tuote, joka on tarkoitettu käytettäväksi lämpöpesukoneille, joissa on automaattinen annostelu.
- Sekumatic® NeutraClean:illa on erityinen koostumus, jonka ominaisuuksia ovat korkea materiaalisoveltuvuus sekä saostumien muodostumisen ehkäisy.
- Mielen testaama ja hyväksymä tuote ORTHOVARIO®-prosessiin.
- Loppuhuuhdeltuun suositellaan käytettäväksi demineralisoitua vettä.
- Tehokas myös matalissa lämpötiloissa.
- Soveltuu herkille pinnoille.
- pH-arvon mittaus puhdistuksen aikana tehdään lämpökompensoivalla pH-mittarilla.

### Kemiallis-fyysiset tiedot:

- Tiheys: (20 °C) 1,03 g/ml
- pH-arvo: (20 °C) n. 8,6 (konsentraatti)
- pH-arvo: (20 °C) (6 ml/l) n. 7,4 (demivesi)

### pH-arvo:

- Konsentraatti: n. 8,6

### Ulkonäkö:

- Väritön neste

### Pakkauskoko:

- Kartonki 3 x 5 l erityiskanisteri

### Varastointi:

- Varastoidaan alkuperäis-pakkauksessa huoneenlämmössä enintään +25 °C:ssa

### Turvallisuusohjeet:

- Katso käyttöturvallisuustiedote

### Annostelu:

6ml/l