



# Steriili kuitukangastaitos

Pehmeät ja imukykyiset steriilit  
kuitukangastaitokset



## Tuotekuvaus

Viskoosista ja polyesteristä valmistetut kuitukangastaitokset ovat erittäin imukykyisiä ja pehmeitä. Kuitukangastaitoksia voidaan käyttää pienten haavojen puhdistamiseen, eritteen imeyttämiseen ja haavan peittämiseen. Kuitukangastaitokset ovat pölyämättömiä ja nukkaantumattomia sekä steriilisti viiden kappaleen pakkauksiin pakattuja. Saatavana eri kokoisina.

## Käyttökohde

Hoiva, Terveystenhoito, Eläinlääkintä

## Materiaali

Viskoosi & polyesteri

## Sterilointimenetelmä

EO-steriloitu

## Pakkausmerkinnät



## Varastointi ja säilyvyys

Säilytettävä kuivassa ja suojassa auringon valolta. Säilytyslämpötila alle 40°C. Kosteusolosuhteet alle 80%.

## Kokonaissäilyvyysaika valmistuksesta

5 vuotta

## Käyttörajoitukset

Älä käytä, jos pakkaus on vahingoittunut. • Älä käytä tuotetta pakkauksessa ilmoitetun viimeisen käyttöpäivän jälkeen. • Hävitä käytön jälkeen sovellettavan paikallisen käytännön mukaisesti. • Tuote on kertakäyttöinen.



## Valmistusmaa

Kiina

## Maahantuoja

Berner Oy

## Kierrätysohjeet

Kuitukangastaitos on kertakäyttöinen ja käytön jälkeen suojus hävitetään sekajätteen mukana. Vähittäis- ja kuljetuspakkaus lajitellaan kartonkipakkauskeräykseen.

## Pakkaustiedot

	Tuotenumero	Myyntierä	Lava	EAN vähittäispakkaus	EAN kuljetuspakkaus
100 kpl 5 x 5 cm	15842054	60 pkt	720 pkt	6973490851930	6973490851947
100 kpl 10 x 10 cm	15842126	30 pkt	240 pkt	6973490852005	6973490852012
100 kpl 7.5 x 7.5 cm	15842125	30 pkt	360 pkt	6973490851961	6973490851978



100 kpl 5 x 5 cm

100 kpl 10 x 10 cm

100 kpl 7.5 x 7.5 cm



Berner Oy.  
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki  
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical  
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna  
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se