



# Kuitukangaslaastari rulla

Kuitukangaslaastari pienten haavojen hoitoon



## Tuotekuvaus

Kuitukangaslaastari ihoystävällisellä polyakrylaattiliimalla. Soveltuu pienille haavoille sekä naarmuille. Laastarissa on haavaan tarttumaton haavatyyyny. Ei sisällä luonnonkumia, hartsia tai hartsijohdannaista.

## Käyttökohde

Hoiva, Terveydenhuolto

## Materiaali

Polyesteri

## Pakkausmerkinnät



## Varastointi ja säilyvyys

Säilytettävä kuivassa ja suojassa auringon valolta. Säilytyslämpötila alle 40°C. Kosteusolosuhteet alle 80%.

## Kokonaissäilyvyysaika valmistuksesta

5 vuotta

## Käyttörajoitukset

Älä käytä, jos pakkaus on vahingoittunut. • Älä käytä tuotetta pakkauksessa ilmoitetun viimeisen käyttöpäivän jälkeen. • Hävitä käytön jälkeen sovellettavan paikallisen käytännön mukaisesti.

## Valmistusmaa

Kiina



## Maahantuoja

Berner Oy

## Kierrätysohjeet

Kuitukangaslaastari on kertakäyttöinen ja käytön jälkeen hävitetään sekajätteen mukana. Vähittäis- ja kuljetuspakkaus lajitellaan kartonkipakkauskeräykseen.

## Pakkaustiedot

	Tuotenumero	Myyntierä	Lava	EAN vähittäispakkaus	EAN kuljetuspakkaus
6 cm x 5 m	15910138	96 ltk	768 ltk	6973490853415	6973490853422
8 cm x 5 m	15910139	1 ltk	768 ltk	6973490853439	6973490853446



6 cm x 5 m

8 cm x 5 m

**BERNER**

Berner Oy.  
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki  
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical  
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna  
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se