

Steriili denaturoitu etanoli

IMS 70/30 suihkepullo

Tuotekuvaus

- Steriili suihke puhdistiloihin, joka sisältää 70 % isopropanolilla denaturoitua etanolia ja 30 % vettä.
- Suihke soveltuu käytettäväksi puhdistiloissa kovien pintojen desinfektioon.
- Soveltuu etanolia kestävien pintojen ja välineiden desinfektioon.

Ominaisuudet

- Säädetty suihkutusteho
- Suihkepää toimii kevyellä painalluksella
- Korkin kiinnitys suojaa väärinkäytöksiltä
- Pullon materiaali on polyeteeni (HD-PE), joka voidaan kierrättää
- Suihkepään ilmanpoistossa on hydrofobinen ePTE kalvo, joka estää kosteuden ja mikrobien pääsyn pulloon samalla mahdollistaen ilmanvaihdon molempiin suuntiin paineen tasaamiseksi.

Valmistus

Tuote on pullotettu ja korkitettu ISO 14644-1 luokan 5 laminaarivirtauskaapeissa. Tuotteen pakkaaminen tapahtuu ISO 14644-1 luokan 7 puhtas-tiloissa. Liuos suodatetaan 0,2 mikronin suodattimella täyttöhetkellä.

Desinfiointiaineen laatuvaatimus/erittely

70% USP Denaturoitu etanoli / 30% USP WFI (Water For Injections)

Pakkaus

Ensisijainen pakkaus: polyeteeni- muovipullo/-kanisteri (HD-PE).
Toissijainen pakkaus: kaksinkertainen pakkaus polyeteenipusseissa.
Suihkepullossa on väärinkäytöltä suojaava triggeri-suihkepumppu, joka on valmistettu suurimmaksi osaksi PP sekä LDPE- muovilaaduista.

Sterilointitiedot

Gammasäteilytys (vähintään 25 kGy).

Laadunvarmistus

Tuote toimitetaan BS EN ISO 9001: 2008 rekisteröidyn laadunhallintaser-
tifikaatin mukaisesti.

Säilyvyys

Suihkepullo säilyy avaamattomana 2 vuotta valmistuksesta ja avaamisen jälkeä oikein säilytettyinä 3 kuukautta. 5 litran kanisteri säilyy avaamat-
tomana 2 vuotta valmistuksesta.



Varastointiolosuhteet

Säilytä viileässä, hyvin ilmastoidussa tilassa. Pidä suihkepää tiiviisti sul-
jettuna. Syttymisvaara.

Vaaratiedote

Helposti syttyvä neste ja höyry. Suojaa lämmöltä, kipinöiltä, avotulelta ja
kuumilta pinoilta. Tupakointi kielletty. Säilytä tiiviisti suljettuna. Käytä
suojakäsineitä, suojavaatetusta, suojalaseja, kasvosuojusta. Lisää tietoa
käyttöturvatiiedotteesta.

CleanGuard 2 Steriili denaturoitu etanoli 500 ml

Tuotenumero: ZSAL65499
Myyntierä: 24 kpl / Itk
Laatikon mitat: 445 x 370 x 245 mm
Laatikon paino: 12.9 kg
Lava: 384 kpl
GTIN vähittäispakkaus: 6414505001297

CleanGuard 2 Steriili denaturoitu etanoli 950 ml

Tuotenumero: ZSAL65950
Myyntierä: 15 kpl / Itk
Laatikon mitat: 445 x 390 x 320 mm
Laatikon paino: 15.1 kg
Lava: 180 kpl
GTIN vähittäispakkaus: 6414505001303

CleanGuard 2 Steriili denaturoitu etanoli 5 litraa

Tuotenumero: ZSAL65005
Myyntierä: 2 kpl / Itk
Laatikon mitat: 445 x 395 x 315 mm
Laatikon paino: 15.2 kg

20220908

DESINFIOINTIKYKY

Suspensiotesti				
Testi	Testimikrobit	Kontaktiaika (min)	Standardin edellyttämä vähenemä	Testitulos
BS EN 1040	S. aureus	5 min	Log 5.0	> 5.23
	P. aeruginosa	5 min	Log 5.0	> 5.43
BS EN 1275	C. albicans	15 min	Log 4.0	> 4.24
BS EN 1276	A. niger	15 min	Log 4.0	> 4.30
	S. aureus	5 min	Log 5.0	> 5.23
	E. coli	5 min	Log 5.0	> 5.43
	P. aeruginosa	5 min	Log 5.0	> 5.42
	E. hirae	5 min	Log 5.0	> 5.41
BS EN 1650	C. albicans	15 min	Log 4.0	> 4.30
	C. albicans	15 min	Log 4.0	> 4.24

Pintatesti				
Testi	Testimikrobit	Kontaktiaika (min)	Standardin edellyttämä vähenemä	Testitulos
BS EN 1650	S. aureus	5 min	Log 4.0	> 5.4
	E. coli	5 min	Log 4.0	> 5.1
	P. aeruginosa	5 min	Log 4.0	> 4.7
	E. hirae	5 min	Log 4.0	> 5.6
	C. albicans	15 min	Log 3.0	> 3.9
	A. niger	15 min	Log 3.0	> 3.1



20220908