

ESIKOSTUTETTU STERIILI ETANOLIPYYHE



Tuotekuvaus

Esikostutettu steriili polyselluloosakuitukankainen desinfektiopyyhe kovalle pinnolle. Pyyhkeen koko: 230x230 mm, 15 pyyhettä/pakkaus.

Ominaisuudet

Kuitukankainen polyselluloosasta valmistettu pyyhe. Toimitetaan puhtas-tiloja varten helppokäyttöisesti kaksinkertoin C-kirjaimen muotoon taitetuna. Erilaiset pakkauskoot vastaavat asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Uudelleensuljettava pakkaus vähentää hävikkiä ja parantaa alkoholin säilyvyyttä.

Sterilointitiedot

Vain gammasteriloitu vaihtoehto (vähintään 25 kGy).

Laadunvarmistus

Tuote toimitetaan BS EN ISO 9001 rekisteröityjen laadunhallintajärjestelmien mukaisesti.

Säilytysolosuhteet

Säilytetään viileässä, hyvin ilmastoidussa tilassa. Suojattava palovaaralta.

Säilyvyys

2 vuotta valmistuspäivästä. Käytettävä avauspäivän aikana.

Valmistus

Tuote pullotetaan ja korkitetaan ISO 14644-1 luokan 5 (käytössä) lami-naarivirtauskaapeissa. Tuote pakataan ISO 14644-1 luokan 7 (käytössä) puhdistilassa. Desinfiointiaine suodatetaan täyttöpisteessä 0,2 mikronin suodattimella.

Koostumus

70 % denaturoitua alkoholia
(etanoli #64-17-5 / 2-propanoli #67-63-0) 30 % USP WFI-injektiovesi

Pakkaus

Primääripakkaus: Pakattu kaksinkertaisiin polyteenipusseihin.
Sekundaaripakkaus: Kartonki.

Materiaali ja sen ominaisuudet

Liinan materiaali on 55 % selluloosaa ja 45 % polyesteriä, vesineulattu. Paino 68±4 g/m² ja tiheys 0.27-0.34 mm.

VeriGuard 2 esikostutettu steriili etanolipyyhe 230x230 mm

Tuotenumero: WSCW91009
Myyntierä: 40 pkt (40x15 pyyhettä)
Lava: 1440 pkt
Laatikon mitat: 405 x 405 x 195 mm
Laatikon paino: 8,44 kg

ESIKOSTUTETTU STERIILI ETANOLIPYYHE



DESINFIOINTIKYKY

SUSPENSIO TESTIT

Protokolla	Organismi	Kontaktiaika (min)	Standardin edellyttämä vähenemä	Testitulokset
BS EN 1040	S. aureus	5 min	Log 5.0	> 5.23
	P. aeruginosa	5 min	Log 5.0	> 5.43
BS EN 1275	C. albicans	15 min	Log 4.0	> 4.24
	A. niger	15 min	Log 4.0	> 4.30
BS EN 1276	S. aureus	5 min	Log 5.0	> 5.23
	E. coli	5 min	Log 5.0	> 5.43
	P. aeruginosa	5 min	Log 5.0	> 5.42
	E. hirae	5 min	Log 5.0	> 5.41
BS EN 1650	C. albicans	15 min	Log 4.0	> 4.30
	A. niger	15 min	Log 4.0	> 4.24

PINTATESTIT

Protokolla	Organismi	Kontaktiaika (min)	Standardin edellyttämä vähenemä	Testitulokset
BS EN 13697	S. aureus	5 min	Log 4.0	> 5.7
	E. coli	5 min	Log 4.0	> 5.1
	P. aeruginosa	5 min	Log 4.0	> 4.7
	E. hirae	5 min	Log 4.0	> 5.6
	C. albicans	15 min	Log 3.0	> 3.9
	A. niger	15 min	Log 3.0	> 3.1

22020902